

## Microvêt<sup>®</sup> Pecuario

**Descripción:** Solución antiséptica de uso veterinario

**Fórmula:** Solución electroquímicamente activa con pH Neutro especies activas de cloro y oxígeno al 0.0125%.

**Descripción:** Microvêt<sup>®</sup> pecuario es una solución antiséptica de amplio espectro de aplicación tópica, diseñada como auxiliar en heridas para evitar y tratar contaminaciones por virus, hongos y bacterias.

**Indicaciones:** Microvêt<sup>®</sup> pecuario una solución antiséptica eficaz para el manejo y tratamiento en castraciones, muesqueo de orejas, descole y descolmille, desinfección del cordón umbilical, lavados prepucciales (cosecha de semen), limpieza de oídos, heridas causadas por materiales punzocortantes, infecciones oftálmicas, entre otros problemas en piel y mucosas.

### Características:

- No arde
- No genera resistencia microbiológica
- Ayuda a reducir el mal olor de las heridas en la piel
- Mantiene humedad en la zona de la herida
- Gracias a su pH neutro se puede aplicar en cualquier mucosa
- La aplicación es de fácil manejo

**Mecanismo de acción:** elimina bacterias, virus y hongos al contacto, gracias a su poder oxidativo (partículas de cloro y oxígeno libres) que actúa sobre estructuras externas de los virus, bacterias y hongos provocando lisis osmótica.

Estudios recientes han demostrado que la carga microbiológica presente en una herida afecta significativamente las etapas de curación, al reducir la biopelícula se evita la incapacidad de superar la fase de inflamación, mantiene una humedad óptima logrando acelerar la curación de las heridas en comparación con los vendajes tradicionales, ayudando a regenerar los tejidos y los vasos sanguíneos.

**Microvêt® pecuario** elimina los siguientes agentes patógenos:

*Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Psudomona aeruginosa, Aspergillus fumigatus, Malassezia spp, Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus spp, Enterococcus spp, Papilomavirus* entre otros.

**Vía de administración:** Tópica

**Modo de uso:** Lavar perfectamente el área a tratar con agua y jabón, enjuagar y aplicar de forma directa en la herida o piel afectada la cantidad suficiente para cubrir toda la superficie, dejar actuar el **Microvêt® pecuario** hasta que desaparezca, repetir si es necesario de 2 a 3 veces al día de acuerdo con las indicaciones de Médico Veterinario.

**Advertencia:** No exponer a la luz solar de forma directa, mantener el envase cerrado, no dejar al alcance de los niños o de los animales domésticos, para uso exclusivo en medicina veterinaria, eliminar el envase vacío de acuerdo a las normas ecológicas de la región.

**Presentación:** 60 mL, 120 mL, 240 mL, 1L y 5L.

**24 meses de vida útil**

**Fabricado en México por Zurich Tec de México SA de CV**  
Lago Mayor #208, Col. Tamaulipas sección Virgencitas  
Cd. Nezahualcóyotl, Edo. De México  
CP. 57300

**Información:**

**Tel. 378 148 9184**

**Correo electrónico: [contacto@zurichtecvet.com](mailto:contacto@zurichtecvet.com)**