

ZurichVet[®] Desinfectante Mascotas

Elimina Virus, Bacterias y Hongos al contacto

Fórmula: Solución electroquímicamente activa con pH Neutro especies activas de cloro y oxígeno al 0.015%

Descripción: ZurichVet[®] Desinfectante Mascotas es un desinfectante listo para usarse, elaborado a base de una Solución Electroquímicamente Activa con un pH neutro, elimina el 99.999% de virus, bacterias, hongos y esporas al contacto, es inocuo para las mascotas y personal que labora en la clínica, ZurichVet[®].

Indicaciones: ZurichVet[®] Desinfectante Mascotas se puede utilizar en la desinfección de mesas de trabajo, jaulas de retención, pisos y paredes, vehículos de transporte, desinfección de ropa, áreas de hospitalización y cuarentena, equipo quirúrgico entre otras aplicaciones.

ZurichVet[®] Desinfectante Mascotas elimina microorganismos patógenos gracias a su efecto oxidante inhibiendo su desarrollo y provocando la destrucción de los agentes patógenos.

Características: No deja residuos, Amigable con el medio ambiente, no emite vapores, tiene pH neutro, desinfectante estable, es muy eficaz y seguro, inodoro e incoloro, no requiere equipo especial de seguridad para su aplicación, no irrita la piel y las mucosas.

Mecanismo de acción: elimina bacterias, virus y hongos al contacto, gracias a su poder oxidativo (partículas de cloro y oxígeno libres) que actúa sobre estructuras externas de los virus, bacterias y hongos provocando lisis osmótica.

ZurichVet[®] Desinfectante Mascotas elimina los siguientes agentes patógenos: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enteritidis*, Parvovirus canino, Virus del moquillo canino, Hepatitis viral canina, Panleucopenia viral felina, *Cándida albicans*, *Malassezia spp*, entre otros.

Métodos de aplicación:

Aspersión
Nebulización
Termonebulización
Inmersión

Usos

1. Vehículos de transporte de mascotas.
2. Aerosolterapia.
3. Mesas para cirugía y estética
4. Desinfección de tinacos y cisternas
5. Jaulas de retención y transporte
6. Grooming
7. Zonas de hospitalización
8. Pensión y guardería
9. Desinfección de las instalaciones
10. Entre otros

Antes de utilizar el **ZurichVet® Desinfectante Mascotas** se recomienda retirar todo el residuo perfectamente y enjuagar.

Advertencia: No exponer a la luz solar de forma directa, mantener el envase cerrado, no dejar al alcance de los niños o de los animales domésticos, para uso exclusivo en medicina veterinaria, eliminar el envase vacío de acuerdo a las normas ecológicas de la región.

Presentación: 1L, 5L y 20L.

Caducidad

24 meses a partir de su elaboración

Fabricado en México por Zurich Tec de México SA de CV
Lago Mayor #208, Col. Tamaulipas sección Virgencitas
Cd. Nezahualcóyotl, Edo. De México
CP. 57300

Información:

Tel. 378 148 9184

Correo electrónico: contacto@zurichtecvet.com